

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phf21B Para Wb Y Elisa - Q96Ek2

Número de artículo: CM0028472

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PHF21B (PHF4, BHC80L), validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHF21B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHF4; BHC80L; PHF21B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	112885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-531 de PHF21B humana (NP_612424.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EK2
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo