

Anticuerpo Monoclonal Anti-Phgdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43175

Número de artículo: CM0004220



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra PHGDH humano (O43175). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la biosíntesis de serina y el metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHGDH Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 264-533 de PHGDH humano (NP_006614.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43175
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo