

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phgdh Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

Número de artículo: CM0017947



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce PHGDH, una enzima clave en la biosíntesis de serina. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHGDH pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26227
GeneID	26227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 264-533 de la PHGDH humana (NP_006614.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43175
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo