


Anticuerpo Policlonal Anti-Phip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Número de artículo: CM0024788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHIP humano (proteína interactuante con PH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización por insulina y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHIP Rabbit pAb
Notas/Alias	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUANS; PHIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55023
GeneID	55023
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1542-1821 de la PHIP humana (NP_060404.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WWQ0
Peso Molecular	207kDa
Envío	Bolsa de hielo