


Anticuerpo Policlonal Anti-Phka1 Para Wb, Elisa - P46020

Número de artículo: CM0021552



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PHKA1 validado para WB y ELISA. Reconoce la subunidad reguladora alfa de la quinasa del fosforilasa b humana y de ratón, ideal para la investigación del metabolismo del glucógeno y enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PHKA1
Observaciones/Alias	PHKA; PHKA1
Especie	Humano
GeneID	5255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-820 de PHKA1 humano (NP_001116142.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46020
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo