


Anticuerpo Policlonal Anti-Phkb Para Wb, Elisa - Q93100

Número de artículo: CM0026054



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHKB humano, la subunidad reguladora beta de la fosforilasa b quinasa. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios sobre el metabolismo del glucógeno y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHKB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHKB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5257
ID de Gen	5257
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 854-1093 del PHKB humano (NP_000284.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q93100
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo