


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phkg2 Para Wb, Elisa - P15735

Número de artículo: CM0014508



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PHKG2 humana, una subunidad catalítica de la fosforilasa b cinasa involucrada en la glucogenólisis. Adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Banda esperada de aproximadamente 46 kDa.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	PHKG2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GSD9C; PHKG2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5261
GeneID	5261
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15735
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo