


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phkg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15735

Número de artículo: CM0025716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHKG2 humano (fosforilasa b quinasa gamma 2). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Uso en investigación de glicogenólisis y estudios de GSD tipo IX.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHKG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSD9C; PHKG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5261
GeneID	5261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 237-406 de PHKG2 humano (NP_000285.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15735
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo