

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phlda2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Número de artículo: CM0030346

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHLDA2 (IPL/TSSC3), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos y ratones. Adecuado para estudios de crecimiento placentario, genes impresos e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHLDA2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
Especies	Humano, Ratón
GeneID (Humano)	7262
GeneID	7262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de PHLDA2 humano (NP_003302.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q53GA4
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo