

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phlpp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Número de artículo: CM0025054

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHLPP1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce PHLPP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre apoptosis, supresión tumoral y biología circadiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb PHLPP1 Conejo
Observaciones/Alias	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
Especies	Humano
GenelD (Humano)	23239
GenelD	23239
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1160-1428 de PHLPP1 humano (NP_919431.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60346
Peso Proteico	185kDa
Envío	Bolsa de hielo