

Anticuerpo Policlonal Anti-Phlpp2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q6Zvd8

Número de artículo: CM0020597

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHLPP2 humana (similar a PHLPP), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. El objetivo es una fosfatasa supresora tumoral que regula la señalización de Akt y PKC, con funciones en la apoptosis y la proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHLPP2 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	PPM3B; PHLPL; PHLPP2
Especie	Humana
ID génico (humano)	23035
ID génico	23035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1250-1323 de PHLPP2 humana (NP_055835.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q6ZVD8
Peso molecular	147 kDa
Envío	Bolsa de hielo