


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0001927



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra AKT1/AKT2/AKT3 fosforilado en serina 473, validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en apoptosis, metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Akt-S473
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-S473
Especie	Humano
GeneID (humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S473 de AKT1 humano (NP_005154.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo