

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt-T308 Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0000931



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-Akt-T308 de alta especificidad para WB y ELISA. Reconoce Akt1/2/3 humana fosforilada en T308; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de PI3K/Akt en investigación sobre cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Akt-T308 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-T308
Especie	Humana
ID gen (Humano)	207/208/10000
ID gen	207/208/10000
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor del residuo T308 de la Akt humana (NP_005154.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo