

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Akt1-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Akt1 fosforilado en Ser473 (P31749). Validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de Akt en cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phosph-AKT-S473 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S473 de Akt1 humano (P31749)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo