

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt1 (Ser473) Para Wb, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001196



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-AKT1 (Ser473) validado para WB y ELISA. Detecta AKT1 humano, de ratón y de rata fosforilado en Ser473. Adecuado para estudiar la señalización AKT en cáncer, metabolismo y supervivencia celular. Obtenido de conejos inmunizados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AKT1-S473 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1- S473
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S473 de Akt1 humano (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo