

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt1-T308 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a AKT1 fosforilada en Thr-308. Validado para Western Blot, IHC-P y ELISA. Reconoce AKT1 humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT en investigaciones sobre cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AKT1-T308 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T308
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de T308 de AKT humana (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo