

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt1 (T450) Para Wb, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0000681



### Introducción

mAb de conejo anti-Fosfo-AKT1-T450 para WB y ELISA; detecta específicamente AKT1 fosforilada en Thr450 en muestras humanas y de rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT en cáncer, metabolismo y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo anti-Fosfo-AKT1-T450                                          |
| Observaciones/Alias | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T450                 |
| Especie             | Humano                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 207                                                                         |
| GeneID              | 207                                                                         |
| Inmunógeno          | Un péptido fosforilado sintético alrededor de T450 de Akt1 humana (P31749). |
| Fuente              | Conejo                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                |
| SWISS               | P31749                                                                      |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                              |