

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Akt1 (Thr450) Para Wb, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0000577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que reconoce AKT1 fosforilada en Thr450, validado para WB y ELISA en humano y ratón. Herramienta esencial para estudiar la señalización AKT en cáncer, metabolismo y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AKT1-T405 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T405
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T405 de Akt1 humana (NP_005154.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo