


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Alox5-S271 Para Wb, Elisa - P09917

Número de artículo: CM0001771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ALOX5 humano fosforilado en la serina 271, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación de biosíntesis de leucotrienos y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-ALOX5-S271 Conejo pAb
Observaciones/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Fosfo-ALOX5-S271
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	240
ID del Gen	240
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S271 de ALOX5 humano (NP_000689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09917
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo