

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ampka1/Ampka2-T183/T172 Para Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Número de artículo: CM0001493



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra AMPK α 1/ α 2 fosforilado en Thr183/Thr172. Adecuado para WB y ELISA. Detecta AMPK humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación en metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Observaciones/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Envío	Bolsa de hielo