


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Atf2 (T69/T71) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número de artículo: CM0000897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la ATF2 humana fosforilada en Thr69/Thr71. Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de respuesta al daño del ADN, apoptosis y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-ATF2-T69/71 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T69/71
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1386
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo