

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Atm (S1981) Para Wb Y Elisa - Q13315

Número de artículo: CM0001396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ATM fosforilada en Ser1981. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de señalización de daño en el ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-ATM-S1981
Observaciones/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Fosfo-ATM-S1981
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	472
ID del Gen	472
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1981 de ATM humano (NP_000042.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13315
Peso de la Proteína	351 kDa
Envío	Bolsa de hielo