


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Para Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Número de artículo: CM0000808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que reconoce AURKA (T288), AURKB (T232) y AURKC (T198). Validado para Western blot y ELISA; reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AURKA/AURKB/AURKC; Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T288 de AURKA humana (NP_003591.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Envío	Bolsa de hielo