

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-B-Raf (T401) Para Wb, Elisa - P15056

Número de artículo: CM0001347



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad que se dirige a la B-Raf fosforilada en Thr401. Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada de rata. Investigue la señalización de la quinasa MAP y las vías oncogénicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-B-Raf-T401 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Fosfo-B-Raf-T401
Especie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo