

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Bcar1 (Y410) Para Wb - P56945

Número de artículo: CM0001193



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para BCAR1 fosforilado en tirosina 410. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de vías de señalización de adhesión y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Fosfo-BCAR1-Y410 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9564
GeneID	9564
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético fosforilado que cubre la región Y410 del BCAR1 humano (NP_055382.2?).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo