

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Bcl-2-S70 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10415

Número de artículo: CM0000807



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra fosfo-Bcl-2 (Ser70). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con Bcl-2 humano y de rata. Adecuado para investigación en apoptosis, autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-Bcl-2-S70
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-S70
Especie	Humano
ID de Gen	596
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S70 de Bcl-2 humano (NP_000624.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo