

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Bcl-2 (Thr56) Para Wb, Ihc-P, Ihq, Elisa - P10415

Número de artículo: CM0001400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para Bcl-2 fosforilada (Thr56). Detecta niveles endógenos en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB, IHC-P, IHQ y ELISA. Esencial para estudios de apoptosis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Bcl-2-T56 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-T56
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	596
ID de Gen	596
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T56 de Bcl-2 humana (NP_000624.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IHQ, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo