

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Bcl-XI (S62) Para Wb, If/Icc - Q07817

Número de artículo: CM0001524



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta Bcl-XL fosforilada (S62) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para aplicaciones de WB e IF/ICC en estudios de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Bcl-XL-S62 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Fosfo-Bcl-XL-S62
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	598
ID de Gen	598
Inmunógeno	Un péptido específico de fosfato correspondiente a los residuos que rodean el S62 de Bcl-XL humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07817
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo