


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Bcr (Y177) Para Wb, Elisa - P11274

Número de artículo: CM0001991



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-BCR (Y177) humano validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Detecta una banda de 143 kDa. Ideal para el estudio de la señalización de BCR, la regulación de GTPasas y la función sináptica. - P11274

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-BCR-Y177 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Phospho-BCR-Y177
Especie	Humano
GeneID (Humano)	613
GeneID	613
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor del Y177 del BCR humano (NP_004318.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11274
Peso de la proteína	143kDa
Envío	Bolsa de hielo