


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Brd4-S484/S488 Para Wb, Db, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0000593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra BRD4 fosforilado en Ser484/Ser488. Apto para WB, DB y ELISA. Ideal para el estudio de la memoria epigenética, la regulación de la transcripción y la dinámica de la cromatina. Reacciona con la BRD4 humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-BRD4-S484/S488 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Especie	Humano
ID del gen	23476
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético fosforilado alrededor de S484 y S488 de la BRD4 humana (NP_490597.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo