


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Brd4 (Ser1070) Para Wb, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0001789



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra BRD4 (pS1070) para aplicaciones de WB y ELISA. Reactivo para humanos; ideal para estudios de lectura de cromatina, regulación transcripcional y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-BRD4-S1070 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Fosfo-BRD4-S1070
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23476
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S1070 del BRD4 humano (NP_490597.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo