


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Btk (Tyr223) Para Wb Y Elisa - Q06187

Número de artículo: CM0001764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para BTK fosforilada (Tyr223) validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar el receptor de células B, la señalización de TLR y la actividad de la cinasa BTK en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-BTK-Y223 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Fosfo-BTK-Y223
Especie	Humano
GeneID (Humano)	695
GeneID	695
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y223 de BTK humana (Q06187)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q06187
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo