


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-C-Jun-S63 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0001982



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra c-Jun fosforilado (S63). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización del factor de transcripción AP-1 y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-c-Jun-S63 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3725
ID de Gen	3725
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S63 de c-Jun humano (P05412).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo