


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-C-Jun (T91) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0001161



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra fosfo-c-Jun (T91) para WB, IHC-P y ELISA en humano y ratón. Dirige contra el factor de transcripción Jun, un componente del complejo AP-1, que participa en la proliferación celular, apoptosis y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del T91 de c-Jun humano (P05412)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo