


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-C-Myc-S373 Para Wb - P01106

Número de artículo: CM0001565



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para c-Myc humano fosforilado en Ser373. Adecuado para análisis de Western blot. Dirigido al factor de transcripción proto-oncogénico c-Myc (~51 kDa), involucrado en el crecimiento celular y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Fosfo-c-Myc-S373 pAb de Conejo                                                               |
| Observaciones/Alias | MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S373                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                       |
| ID del Gen (Humano) | 4609                                                                                         |
| ID del Gen          | 4609                                                                                         |
| Inmunógeno          | Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean a S373 de c-Myc humano |
| Origen              | Conejo                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                     |
| Aplicación          | WB                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                       |
| SWISS               | P01106                                                                                       |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                               |