


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-C-Myc (S62) Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P01106

Número de artículo: CM0001103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra c-Myc fosforilado en Ser62. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-c-Myc-S62 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4609
ID del gen	4609
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de S62 del MYC humano (NP_001341799.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01106
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo