


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-C-Myc (T358) Para Wb Y Elisa - P01106

Número de artículo: CM0001406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra c-Myc fosforilado en Thr358. Adecuado para Western blot y ELISA para detectar la fosforilación de c-Myc humano, un factor de transcripción y oncogén clave implicado en el crecimiento celular y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4609
GeneID	4609
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de T358 del c-Myc humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01106
Peso Molecular	51kDa
Envío	Bolsa de hielo