


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-C-Myc (T58) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

Número de artículo: CM0001544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a c-Myc fosforilado (T58), validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humanos, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de Myc, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-c-Myc-T58 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4609
ID del gen	4609
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T58 de MYC de ratón (NP_001170823.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01106
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo