


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Camk2-T286 Para Wb, Elisa - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Número de artículo: CM0001858



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la T286 fosforilada de CaMKII alfa (Camk2a) con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA, ideal para estudiar plasticidad sináptica y activación de CaMKII.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Camk2-T286 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Fosfo-Camk2-T286
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	815
ID del Gen	816/817/818/815
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de la T286 de la Camk2a humana (NP_741960.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo