


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Camk2-T286 Para Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Número de artículo: CM0001297



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico que detecta Camk2 fosforilado en T286; apto para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Peso molecular: 54 kDa. Validado para investigación sobre plasticidad sináptica, aprendizaje y memoria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo contra Fosfo-Camk2-T286                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286 |
| Especie             | Humana                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 816/817/818/815                                                                                                                               |
| GeneID              | 816/817/818/815                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético fosforilado alrededor de T286 de la Camk2 humana                                                                         |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 54 kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |