


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caveolina-1 Fosforilada Y14 Para Wb Y Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0001984



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Caveolina-1 fosforilada en tirosina 14. Validado para Western Blot y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para investigación de señalización en caveolas y activación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Caveolina-1 fosforilada Y14
Notas/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Phospho-Caveolin-1-Y14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	857
GeneID	857
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético fosforilado alrededor de Y14 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q03135
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo