


Anti-Fosfo-Cbl-Y774 Conejo Pab - P22681

Número de artículo: CM0000832



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-CBL-Y774 validado para WB y ELISA, detecta específicamente CBL fosforilada en tirosina 774 en muestras humanas. Ideal para investigación en cáncer y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anti-Fosfo-CBL-Y774 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Fosfo-CBL-Y774
Especie	Humano
GeneID (humano)	867
GeneID	867
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y774 de CBL humano (NP_005179.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo