


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cd115/Csf-1R-Y723 Para Wb Y Elisa - P07333

Número de artículo: CM0001443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra CSF1R humano (CD115) fosforilado en Y723. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigar la señalización de CSF1/IL34, la biología de los macrófagos y la investigación de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-CD115/CSF-1R-Y723
Observaciones/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Fosfo-CD115/CSF-1R-Y723
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1436
ID de gen	1436
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido fosforilado sintético alrededor de Y723 de CSF1R humano, NP_005202.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07333
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo