

Pab De Conejo Anti-Fosfo-Cd117/C-Kit-Y721 Para Wb - P10721

Número de artículo: CM0000449



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Fosfo-CD117/c-Kit-Y721, validado para Western Blot en humanos. Detecta la tirosina 721 fosforilada de KIT, una receptor tirosina quinasa crucial para la supervivencia celular, la proliferación y la hematopoyesis. Ideal para investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de Y721 de KIT humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo