

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cd117/C-Kit (Y721) Para Wb - P10721

Número de artículo: CM0001948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para c-Kit fosforilado (Tyr721). Validado para WB y ELISA, detecta CD117 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de KITLG/SCF en el mantenimiento de células madre, oncogénesis y desarrollo de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Especie	Humano
GeneID (humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y719 de Kit de ratón (NP_066922.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo