

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdc25C (S216) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Número de artículo: CM0001157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación de cdc25C (S216) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con dianas humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la progresión del ciclo celular y la regulación mitótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Fosfo-cdc25C-S216
Observaciones/Alias	CDC25; PPP1R60; Fosfo-cdc25C-S216
Especies	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Immunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S216 de cdc25C humano (NP_001781.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30307
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo