


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdc37-S13 Para Wb, Elisa - Q16543

Número de artículo: CM0001589



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a CDC37 fosforilado en Ser13. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de cochaperona Hsp90 y vías de estabilización de quinasas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                      |
|---------------------|----------------------------|
| Nombre del producto | Fosfo-CDC37-S13 Rabbit mAb |
| Observaciones/Alias | P50CDC37; Fosfo-CDC37-S13  |
| Especie             | Humano                     |
| GeneID (Humano)     | 11140                      |
| GeneID              | 11140                      |
| Inmunógeno          | Péptido sintético          |
| Origen              | Conejo                     |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados   |
| Aplicación          | WB, ELISA                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata        |
| SWISS               | Q16543                     |
| Peso de la proteína | 44kDa                      |
| Envío               | Bolsa de hielo             |