


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdk1-T14 Para Wb, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0000610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la fosfo-Thr14 de la CDK1 humana (CDC2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre ciclo celular, mitosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-CDK1-T14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T14 de CDK1 humana (NP_001777.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo