

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Para Wb - P06493

Número de artículo: CM0001838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce CDK1-T161, CDK2-T160 y CDK3-T160 fosforilados. Adecuado para Western blot, IF-P, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo celular, mitosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Especies	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T161&T160 de CDK1 humano (NP_001777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo