

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Cdk1-Y15 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0001850



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-CDK1-Y15 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce CDK1 fosforilada en Tyr15, un regulador clave del ciclo celular. Ideal para investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-CDK1-Y15
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-Y15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y15 de CDK1 humano (NP_001777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo